

## Separator Diazircon

Data creării: 06.11.2014

Data ultimei modificare: 21.11.2017



*\*Exemplu de imagine*

### Domeniu de aplicare:

Instrument rotativ pentru tăierea/îndepărtarea coroanelor/punților din dioxid de zirconiu sau ceramică integrală, ca de ex. disilicatul de litiu.

### Mod de aplicare:

Pentru reprocesare (curățare, dezinfectare și sterilizare) vezi instrucțiunile separate privind reprocesarea.

Pentru performanță optimă respectați turațiile orientative recomandate de 15.000 – 25.000 min<sup>-1</sup>. Aduceți la turație instrumentul înainte să atingă peretele coroanei. Deoarece diametrul discului este mai mare decât 3,1mm, recomandăm mărirea răcirii cu apă la minim 150ml/min. Temperatura ridicată poate cauza vătămarea pulpei. Se vor evita forțarea, bruscare și temperaturile înalte. Presiunea de apăsare și viteza depind de grosimea coroanei și de acționare. Cu cât viteza este mai mare, cu atât se va alege o presiune de apăsare mai mică. De îndată ce pereții coroanei sunt tăiați cca. 50%, coroana poate fi îndepărtată fără probleme prin spargerea acesteia. Utilizați numai în modul descris mai sus. Respectați indicațiile producătorului de turbină.

Vă rugăm să respectați și recomandările noastre suplimentare generale de utilizare pentru utilizarea instrumentelor stomatologice rotitoare. ([www.diaswiss.ch](http://www.diaswiss.ch))

### Calitate:

Stratificare uniformă în 2 straturi cu diamant natural. Piesa de lucru și tija sunt aurite. Corpuri profilate și tije rezistente la coroziune, din oțel medical călit, conform reglementărilor ISO.

### Pericole:

Diamantele sunt încorporate în mai multe straturi de nichel. O utilizare continuă, în pofida stratului de diamant deja tocit poate cauza o contaminare cu nichel a mediului intraoral împreună cu sensibilizarea pacientului. În cazul utilizării corespunzătoare nu se cunosc reacții alergice la pacienți. Evitați neapărat contactul cu țesutul moale - pericol de rănire!

### Eliminare:

Instrumentele folosite se elimină cu deșeurile generale de clinică.

€1250

Rev. 11/17



DIASWISS S.A.  
Rte de St Cergue 293  
CH-1260 Nyon  
Switzerland