
Spray d'occlusion et Diascan spray**Domaine d'application :**

Pour une utilisation hors bouche !

Spray d'occlusion :

Pour mettre en évidence les contacts préliminaires et pour les ajustements sur les couronnes et les bridges.

Diascanspray :

Pour les ajustements sur les travaux télescopiques et les attachements ainsi que la déflexion des surfaces brillantes dans le cadre de la préparation d'une numérisation.

Mode d'application :

Bien agiter avant utilisation. Distance de pulvérisation : env. 3-10 cm. Procéder par petites pulvérisations intermittentes tout en tournant l'objet à traiter. Aucune couche couvrante nécessaire. Se retire aisément au pinceau, à la vapeur d'eau ou sous l'eau courante. Aucune coloration du plâtre n'est à craindre.

Qualité :

Brouillard de pulvérisation ultra-fin. À l'opposé des sprays occlusaux classiques, Spray d'occlusion et Diascanspray ne sont pas solubles dans l'eau ; il n'y a donc aucun risque de coloration des modèles en plâtre par l'eau teintée absorbée.

Risques :

Évitez d'inhaler le brouillard de pulvérisation.

Conservation :

- Flacon sous pression.
- Ne pas exposer aux rayons directs du soleil, risque d'explosion.
- Prévenir tout échauffement au-delà de 50 °C.

Élimination :

Avec les déchets généraux du laboratoire (boîtes métalliques)

Fabricant:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rév. 11/14