

Ceramspray

Ambito d'uso:

Spray separatore per ceramica. Per isolare i modelli dalla massa ceramica.

Modo d'uso:

Agitare bene prima dell'uso. Dopo aver spruzzato il prodotto da una distanza di ca. 5-8 cm, attendere 1 minuto, poi spruzzare una seconda volta. Spruzzare brevemente ed evitare l'accumulo di sostanza, ad esempio nelle zone profonde degli alveoli. È anche possibile applicare il prodotto con un pennello.

Qualità:

Diaswiss Ceramspray consente un isolamento sicuro della superficie del modello dalla ceramica e permette di staccare la modellazione senza problemi per procedere alla cottura. A differenza delle bottigliette con pennello, non sussiste il pericolo di contaminazione incrociata. Il liquido brucia senza lasciare residui.

Fattori di rischio:

Evitare di inalare lo spray.

Conservazione:

- Il recipiente è sotto pressione.
- Non esporre ai raggi diretti del sole.
- Proteggere dalle temperature superiori ai 50°C.

Smaltimento:

Come rifiuti generici di laboratorio (alluminio).

Produttore:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14