

Ocluzia și Diascan-spray

Domeniu de aplicare:

Pentru aplicare extraorală!

Sprayul de ocluzie:

se folosește la vizualizarea contactelor ocluzale și pentru ajustarea lucrărilor de coroane și punți.

Diascan spray:

se folosește la coroanele telescopate și la atașamente, la prepararea modelelor înainte de scanare.

Mod de aplicare:

A se agita puternic înainte de utilizare. Distanța de pulverizare cca. 3-5 cm. Pulverizați scurt, intermitent rotind simultan obiectului pulverizat. Nu este nevoie să se acopere toată suprafața. Poate fi îndepărtat ușor cu pensula, sub jet de aburi sau apă. Nu decolorează gipsul.

Calitate:

Vapori ultrafina. Față de spray-urile de ocluzie obișnuite, Ocluzia și Diascan spray nu sunt solubile în apă; astfel modelele de gips nu se decolorează prin absorbția apei colorate.

Pericole:

Evitați inhalarea vaporilor pulverizați.

Depozitare:

- Tubul se află sub presiune.
- Nu expuneți razele solare directe, pericol de explozie.
- Protejați de încălzirea peste 50°C.

Eliminare:

Cu deșeurile generale de laborator (doze metalice).

Producător:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14