

Spacer Diaspacer

Domeniu de utilizare:

Spacerelor servesc ca înlocuitoare pentru materialul de fixare în lucrările de coroane și punți. DIASWISS livrează, în acest scop, diverse culori și diferite durități, în funcție de dorințele utilizatorului și de consistența la care prelucrează cimentul/adezivul.

Instrucțiuni de utilizare:

Agitați înainte de utilizare, până când devine vizibilă o tonalitate uniformă a culorii. Cu ajutorul pensulei integrate în capac, aplicați într-un strat subțire, uniform. Ca amorsă/întăritor, recomandăm Diaspacer transparent (klar), care face stratul următor să adere foarte bine. Deseori, întăritorii pe bază de ghips nu sunt compatibili cu materialele tip spacer. Recomandăm ca primul strat să fie subțiat până la limita de preparare, pentru a-l proteja împotriva deteriorării mecanice. După uscarea primului strat, se aplică spacerul color. Se aplică un strat care să acopere uniform, care se termină la cca 1 mm de limita de preparare, circular. Dacă lacul este prea gros sau dacă pare să se usuze prea greu, Diaspacer poate fi modificat cu diluantul potrivit.

Concentratii:

Transparent	3-5 μm
Albastru	4-6 μm
Roșu	8-12 μm
Argintiu	12-14 μm
Auriu	14-16 μm

Durata uscării este de cca 30 de secunde. După uscare, pot fi aplicate alte straturi. Vâscozitatea poate fi modificată cu ajutorul diluantului adecvat.

Măsuri de protecție:

Mănuși: Purtați mănuși din **PVC**. În cazul contactului prelungit sau repetat: Aplicați cremă de protecție pe suprafețele pielii care intră în contact cu produsul.

Protecția ochilor: Pentru a vă proteja de picăturile de diluant, purtați ochelari de protecție.

Protecția corpului: Purtați îmbrăcăminte antistatică din fibre naturale (de ex. bumbac) sau din fibre sintetice termorezistente. După contact, curățați temeinic suprafața pielii.

Proprietăți:

Rezistent la aburii de apă și agenții izolatori.

Acoperă uniform, este rezistent la zgâriere și izolator.

Depozitare:

La temperatură constantă, care nu depășește 30 °C.

Respectați prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile.

Producător:

DIASWISS S.A. * Rte de St Cergue 293 * CH-1260 Nyon * Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14