

## Debubblizer

Flacon de 500 ml cu flacon cu pompiță de 125 ml

### **Utilizare:**

Agitați înainte de utilizare!

Închideți bine după utilizare!

Replicile de silicon uscate, înainte de turnarea în ghips sau masă de integrare, precum și piesele de ceară și plastic flexibil, înainte de integrare, se stropesc cu DIASWISS Debubblizer, de la o distanță de 15-20 cm, uniform și economic. Pentru aceasta, rotiți modelul într-o ceață de spray. Se va evita formarea exceselor.. Dacă totuși s-a format exces de substanță, recomandăm suflarea blândă a cantității excesive de Debubblizer cu aer. Înainte de integrare, Debubblizer trebuie să fie uscat complet, pentru a evita inexactitățile de turnare. Debubblizer are ca scop precizia de reproducere a marginilor ascuțite și facilitează turnarea fără bule de aer. Retențiile și piesele de fixare din lucrările de turnare modele sunt reproduse cu o calitate excelentă a redării.

### **Măsuri de protecție:**

- Se recomandă păstrarea distanței față de sursele de aprindere
- Se va aerisi bine camera
- Se va evita inspirarea aburilor
- Se vor purta ochelari de protecție
- Se vor purta mănuși de protecție rezistente la diluanți
- Se vor purta măști de protecție respiratorie independente de aerul ambiant

### **Proprietăți:**

DIASWISS Debubblizer reduce tensiunea suprafețelor de silicon și ceară și facilitează o adaptare mai bună a masei de integrare umede la suprafețele altfel hidrofobe.

Ușor inflamabil!

### **Depozitare:**

Respectați prevederile privind depozitarea lichidelor inflamabile.

### **Producător:**

DIASWISS S.A. \* Rte de St Cergue 293 \* CH-1260 Nyon \* Tel: +41 22 301 56 00

Rev. 11/14