

Diaspacer csonklakk

Alkalmazási terület:

A csonklakkok távtartóként szolgálnak a koronák és hidak rögzítőanyagai számára. A DIASWISS ehhez különböző színű és keménységű termékeket kínál, amelyek közül a kezelőorvos választhat aszerint, hogy a cementet/ragasztóanyagot milyen konzisztenciájúra szokta elkészíteni.

Az alkalmazás módja:

Használat előtt addig kell rázni, amíg az üvegben egyenletes színárnyalat nem látható. A lecsavarható kupakba rögzített ecsettel egyenletes, vékony rétegben kell felvinni. Alapozásként / a csonk keményítésére a Diaspacer szintelen típusának alkalmazása javasolt, amely stabilan kötődik az következő alkalmazandó réteghez.

A gipsz keményítők gyakran nem kompatibilisek a csonklakkokkal. Ezt a réteget javasolt a preparációs vonalon túl is felvinni, hogy a mechanikai behatások ellen védelmet nyújtson. Az első réteg száradása után történik a tulajdonképpeni színes csonklakk felvitele. Törekedni kell úgy felvinni az anyagot, hogy a felvitt réteg egyenletes fedést biztosítson, és a preparáció vonalától körben körülbelül 1 mm-re végződjön. Amennyiben a lakk túlságosan viszkózus, vagy túl hosszú a száradási ideje, a Diaspacer ezen jellemzői a hozzá tartozó hígítóval valamelyest módosíthatók.

Felviteli vastagság

Átlátszó	3-5 µm
Kék	4-6 µm
Piros	8-12 µm
Ezüst	12-14 µm
Arany	14-16 µm

A száradási idő körülbelül 30 másodperc. A száradási idő leteltével további rétegek vihetők fel. A viszkozitás a termékhez tartozó hígítóval szabályozható.

Óvintézkedések:

Kézvédelem: **PVC-ből** készült védőkesztyűt kell viselni. Az anyaggal való hosszabb vagy ismételt érintkezés esetén: a készítménnyel érintkező bőrfelületekre védőkrémeket kell felkenni.

Szemvédelem: Az oldószer fröccsenésének lehetősége miatt védőszemüveget kell viselni.

Testvédelem: Természetes (például pamut) vagy hőálló szintetikus szálból készült antisztatikus ruházat viselése javasolt. A készítmény bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelületet alaposan meg kell tisztítani.

Jellemzők:

Vízgőzzel és izolációs anyaggal szemben ellenálló.
Egyenletesen fed, karcmentes és izoláló tulajdonságú.

Tárolás:

Legfeljebb 30°C-os egyenletes hőmérsékleten tárolandó.
A gyúlékony folyadékok tárolására vonatkozó előírásokat be kell tartani.

Diaspacer csonklakk

Gyártó:

DIASWISS S.A. ✱ Rte de St Cergue 293 ✱ CH-1260 Nyon ✱ Tel.: +41 22 301 56 00

Rev.

11/14